


# HERO Shaper<sup>®</sup> : Protocole / Protocol

Séquence jaune cas complexes / *Yellow sequence complex cases*


1 N° 20-6%




2 N° 20-4%



3 N° 25-4%



4 N° 30-4%



Vitesse 300 à 600 tr/min - Speed 300 to 600 rpm



[www.micro-mega.com](http://www.micro-mega.com)



# HERO Shaper<sup>®</sup> : Protocole / Protocol



Séquence rouge cas intermédiaires / Red sequence intermediate cases

- 1 N° 25-6%    2 N° 25-4%    3 N° 30-4%



Séquence bleue cas simples / Blue sequence easy cases

- 1 N° 30-6%    2 N° 30-4%



Vitesse 300 à 600 tr/min - Speed 300 to 600 rpm

[www.micro-mega.com](http://www.micro-mega.com)