


# MicroMega One RECI

MISE EN FORME CANALAIRE



Explorer de nouvelles directions

**MM** MICRO  
MEGA

# MicroMega One RECI

Explorez de nouvelles directions

- Efficacité de coupe : section asymétrique et variable
- Sécurité : résistance à la fatigue cyclique
- Flexibilité : respect de l'anatomie canalaire grâce au traitement thermique C.Wire

## MicroMega One RECI

5 instruments, blister pré-stérilisé

Références	L21	L25	L31
B5 MicroMega One RECI n20 4% Sterile, 5 pcs	60029878	60029883	60029888
B5 MicroMega One RECI n25 4% Sterile, 5 pcs	60029879	60029884	60029889
B5 MicroMega One RECI n25 6% Sterile, 5 pcs	60029880	60029885	60029890
B5 MicroMega One RECI n35 4% Sterile, 5 pcs	60029881	60029886	60029891
B5 MicroMega One RECI n45 4% Sterile, 5 pcs	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI Assorted Sterile	60029898	60029899	60029900



Vitesse moteur

400 rpm



Angles de réciprocité

170° / 60°



Diamètre du fil

1.00mm



Conicités

4%

6%



Longueurs disponibles

21mm

25mm

31mm



Diamètres

20

25

35


45



Couple maximal

4 N.cm

# Visitez la page produit !



[micro-mega.com](http://micro-mega.com)

# Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega SA



@micromegasa