


MicroMega HERO 642

MISE EN FORME CANALAIRE



Séquence de mise en
forme canalaire

MM MICRO
MEGA

MicroMega

HERO 642

Le HERO 642 est un instrument en Nickel-Titane à conicité constante pour la mise en forme du canal radiculaire.

- « Âme résiduelle » importante qui augmente la résistance à la fracture
- Pas progressif qui réduit la tendance au vissage
- Présence d'une pointe inactive
- Méthode du crown-down



Diamètres du fil

0.60mm

0.80mm

1.00mm



Diamètres

20

à

30



Conicités

2%

4%

6%



Longueurs disponibles

21mm

25mm



Rotation continue



Vitesse moteur

300rpm

à

600rpm

MicroMega Hero 642

Plaquette non stérile de 6 instruments

Références	020	025	030
P6 HERO 642 L21 2% Classics	20136114	20136115	20136116
P6 HERO 642 L21 4% Classics	20136120	20136121	20136122
P6 HERO 642 L21 6% Classics	20136110	20136111	20136112
P6 HERO 642 L25 2% Classics	20136101	20136102	20136103
P6 HERO 642 L25 4% Classics	20136107	20136108	20136109
P6 HERO 642 L25 6% Classics	20136132	20136133	20136134

Best-sellers

HERO642 N20 6%



HERO642 N20 4%



HERO642 N20 2%




HERO642 N25 4%



HERO642 N30 4%



Visitez la page produit !



micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega SA



@micromegasa