

MicroMega

GLIDEPATH

One Glider
RECI Glider



Un chemin d'accès à travers
n'importe quel obstacle

Avantages produit

- Réduction du stress et préparation du chemin d'accès
- T.Wire : Flexibilité
- Pointe plate : Excellent guidage et préservation de l'anatomie du canal radiculaire
- Section transversale évolutive : Haute résistance et amélioration de l'élimination des débris
- Disponible en réciprocity

∅
Diamètre

16


Conicité

3%



Longueurs disponibles

21mm

25mm

31mm

MicroMega One Glider

5 instruments, Blister stérile



Rotation continue



Vitesse moteur

250 - 400 rpm



Couple maximal

1.2 N.cm

Références

B5 MicroMega One Glider n16 3% L21 Ste	60036825
B5 MicroMega One Glider n16 3% L25 Ste	60036827
B5 MicroMega One Glider n16 3% L31 Ste	60036829



Angles

170°/60°



Vitesse moteur

400rpm



Couple maximum

4 N.cm

MicroMega RECI Glider

5 instruments, Blister stérile



Références

B5 MicroMega RECI Glider n16 3% L21 Ste	60036826
B5 MicroMega RECI Glider n16 3% L25 Ste	60036828
B5 MicroMega RECI Glider n16 3% L31 Ste	60036830

Fabricant légal
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
mm.sales@coltene.com

MicroMega One Glider
MicroMega RECI Glider
Publicité | Classe médicale IIa selon la Directive 93/42/CEE
| Organisme notifié : GMED | Dispositif médical pour soins
dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé
par la Sécurité Sociale. Voir l'étiquetage du produit et la notice
sur le site internet :
micro-mega.com

