

MicroMega

# GLIDEPATH

One Glider

RECI Glider



Un chemin d'accès à travers  
n'importe quel obstacle

## Avantages produit

- Réduction du stress et préparation du chemin d'accès
- T.Wire : Flexibilité
- Pointe plate : Excellent guidage et préservation de l'anatomie du canal radiculaire
- Section transversale évolutive : Haute résistance et amélioration de l'élimination des débris
- Disponible en réciprocity

∅  
Diamètre

16

  
Conicité

3%



Longueurs disponibles

21mm

25mm

31mm

## MicroMega One Glider

5 instruments, Blister stérile



Rotation continue



Vitesse moteur

250 - 400 rpm




Couple maximal

1.2 N.cm

### Références

B5 MicroMega One Glider n16 3% L21 Ste	60036825
B5 MicroMega One Glider n16 3% L25 Ste	60036827
B5 MicroMega One Glider n16 3% L31 Ste	60036829



Angles

170°/60°



Vitesse moteur

400rpm



Couple maximum

4 N.cm

## MicroMega RECI Glider

5 instruments, Blister stérile



### Références

B5 MicroMega RECI Glider n16 3% L21 Ste	60036826
B5 MicroMega RECI Glider n16 3% L25 Ste	60036828
B5 MicroMega RECI Glider n16 3% L31 Ste	60036830

80000515-B 06.25

Fabricant légal  
**Micro-Mega SA**  
12 rue du Tunnel  
25000 BESANCON / France  
T +33 3 81 54 42 42  
mm.sales@coltene.com

MicroMega One Glider  
MicroMega RECI Glider  
Publicité | Classe médicale IIa selon la Directive 93/42/CEE  
| Organisme notifié : GMED | Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Voir l'étiquetage du produit et la notice sur le site internet :  
micro-mega.com



 COLTENEGROUP