


MicroMega

MISE EN FORME CANALAIRE

2Shape

Classic & Mini




Séquences de 2 limes en
rotation continue

MM MICRO
MEGA

MicroMega

2Shape classic

- Amélioration de la remontée des débris
- Réduction du stress
- Augmentation de la résistance à la fracture



Longueurs disponibles

21mm

25mm

31mm



Diamètres du fil

1.00mm

1.20mm



Diamètres

25

35

40



Conicités

4%

6%



Couple maximal

2.5 N.cm



Vitesse moteur

250rpm

à

400rpm



Rotation continue

2Shape

5 instruments,
blister pré-stérilisé

| Références | L21 | L25 | L31 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| TS1 2Shape N25 4% | 20953001 | 20953011 | 20953021 |
| TS2 2Shape N25 6% | 20953002 | 20953012 | 20953022 |
| F35 2Shape N35 6% | 20953003 | 20953013 | 20953023 |
| F40 2Shape N40 4% | 20953004 | 20953014 | 20953024 |

MicroMega 2Shape mini

- Préservation de la dentine péricervicale
- Élimination d'un minimum de structure dentaire
- Respect de l'anatomie canalaire



Couple maximal

2.0 N.cm

TS1 - F40

2.5 N.cm

TS2 - F35



Vitesse moteur

250rpm

à

400rpm



Rotation continue



Diamètre du fil

1.00mm



Diamètres

25

35


40



Conicités

4%

6%



Longueurs disponibles

21mm

25mm

31mm

2Shape mini

5 instruments,
blister pré-stérilisé

| Références | L21 | L25 | L31 |
|------------------------|----------|----------|----------|
| TS1 2Shape mini N25 4% | 20953201 | 20953211 | 20953221 |
| TS2 2Shape mini N25 6% | 20953202 | 20953212 | 20953222 |
| F35 2Shape mini N35 6% | 20953203 | 20953213 | 20953223 |
| F40 2Shape mini N40 4% | 20953204 | 20953214 | 20953224 |

2Shape classic

Guttapercha*

| Références | 60 pcs. |
|-------------------------|----------|
| TS2 2Shape GP 25/.06 SB | 60023609 |
| F35 2Shape GP 35/.06 SB | 60023610 |
| F40 2Shape GP 40/.04 SB | 60023611 |

Pointes papier*

| Références | 144 pcs. |
|-------------------------|----------|
| TS2 2Shape PP 25/.06 CP | 60023613 |
| F35 2Shape PP 35/.06 CP | 60023614 |
| F40 2Shape PP 40/.04 CP | 60023615 |

2Shape mini

Guttapercha*

| Références | 60 pcs. |
|--------------------------|----------|
| 2Shape mini GP 25/.04 SB | 60031543 |
| 2Shape mini GP 25/.06 SB | 60031545 |
| 2Shape mini GP 35/.06 SB | 60031546 |
| 2Shape mini GP 40/.04 SB | 60031544 |

Pointes papier*

| Références | 144 pcs. |
|--------------------------|----------|
| 2Shape mini PP 25/.04 CP | 60031735 |
| 2Shape mini PP 25/.06 CP | 60031738 |
| 2Shape mini PP 35/.06 CP | 60031739 |
| 2Shape mini PP 40/.04 CP | 60031737 |

*Produits vendus par Coltène

Visitez la page produit !



micro-mega.com

Fabricant légal :
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
mm.sales@coltene.com

MicroMega 2Shape / MicroMega 2Shape mini
Publicité | Années de marquage CE : 2017 (gamme 2Shape) et 2021 (gamme 2Shape mini) | Dispositif médical de classe IIa selon la directive 93/42/CEE | Organisme notifié : GMED | Dispositif médical pour soins dentaires, destiné à un usage dentaire professionnel uniquement.
Voir l'étiquetage des produits et les instructions d'utilisation sur le site internet : micro-mega.com

CE 0459

 **COLTENEGROUP**