

MicroMega MM4000

MOTEUR ENDODONTIQUE
SANS FIL



Maitriser la précision,
ressentez la performance

MM MICRO
MEGA

MicroMega MM 4000

- Sans fil, pour une liberté de mouvement totale
- Interface utilisateur simplifiée et intuitive
- Contre angle isolé avec mini-tête et col fin pour un accès pratique, facile et une vision claire

2 nouveaux modes :

- Mode **Ledge Bypass** : Aide à dépasser un ledge
- Mode **Block Bypass** : Aide à franchir un canal obstrué ou instrument fracturé



Vitesse moteur

100-3000 rpm



Couple maximal

0.4-5.0 Ncm



Transmission

6:1 Rotation à 360°



Angles

5° à 400° (réglable)

MM 4000

Références	
MM 4000	65003080
Pièces de rechange	
Pièce à main moteur MM 4000	65003092
Station de charge MM 4000	65003093
Boîte MM 4000	65003094
Adaptateur secteur MM 4000	65003121
Bague isolée MM 4000	65003122
Batterie MM 4000	65003123
Buse de pulvérisation MM 4000	65003124
Clip de lime MM 4000 (X4)	65003125
Contre angle MM 4000	65003126
Cordon de mesure MM 4000	65003127
Crochet à lèvres MM 4000 (X2)	65003128
Joint torique MM 4000 (X4)	65003129
Manchon MM 4000 (X10)	65003130
Sonde tactile MM 4000 (X2)	65003131



Scannez la notice d'utilisation



micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega SA



@micromegasa

Fabricant légal :

Guilin Woodpecker

Medical Instruments Co. LTD

Information Industrial Park,
National High-tech Zone.
Guilin

MM4000

Publicité | Classe médicale IIa selon le Règlement (UE)

MDR 2017/745 | Organisme notifié : TÜV Rheinland

| Dispositif médical pour soins dentaires, destiné
à un usage dentaire professionnel uniquement.

Voir l'étiquetage des produits et les instructions
d'utilisation sur le site internet : micro-mega.com

CE 0459

 **COLTENEGROUP**