

MicroMega MM4000

MOTEUR ENDODONTIQUE
SANS FIL



Maitriser la précision,
ressentez la performance

MM MICRO
MEGA

MicroMega MM 4000

- Sans fil, pour une liberté de mouvement totale
- Interface utilisateur simplifiée et intuitive
- Contre angle isolé avec mini-tête et col fin pour un accès pratique, facile et une vision claire

2 nouveaux modes :

- Mode **Ledge Bypass** : Aide à dépasser un ledge
- Mode **Block Bypass** : Aide à franchir un canal obstrué ou instrument fracturé



Vitesse moteur

100-3000 rpm



Couple maximal

0.4-5.0 Ncm



Transmission

6:1 Rotation à 360°



Angles

5° à 400° (réglable)

MM 4000

Références

MM 4000	65003080
---------	----------

Pièces de rechange

Pièce à main moteur MM 4000	65003092
-----------------------------	----------

Station de charge MM 4000	65003093
---------------------------	----------

Boîte MM 4000	65003094
---------------	----------

Adaptateur secteur MM 4000	65003121
----------------------------	----------

Bague isolée MM 4000	65003122
----------------------	----------

Batterie MM 4000	65003123
------------------	----------

Buse de pulvérisation MM 4000	65003124
-------------------------------	----------

Clip de lime MM 4000 (X4)	65003125
---------------------------	----------

Contre angle MM 4000	65003126
----------------------	----------

Cordon de mesure MM 4000	65003127
--------------------------	----------

Crochet à lèvres MM 4000 (X2)	65003128
-------------------------------	----------

Joint torique MM 4000 (X4)	65003129
----------------------------	----------

Manchon MM 4000 (X10)	65003130
-----------------------	----------

Sonde tactile MM 4000 (X2)	65003131
----------------------------	----------



Scannez la notice d'utilisation



micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega SA



@micromegasa

Fabricant légal :

Guilin Woodpecker

Medical Instruments Co. LTD

Information Industrial Park,
National High-tech Zone.
Guilin

MM4000

Publicité | Classe médicale IIa selon le Règlement (UE)

MDR 2017/745 | Organisme notifié : TÜV Rheinland

| Dispositif médical pour soins dentaires, destiné

à un usage dentaire professionnel uniquement.

Voir l'étiquetage des produits et les instructions

d'utilisation sur le site internet : micro-mega.com

CE 0197

 **COLTENEGROUP**