

MicroMega

MISE EN FORME CANALAIRE

MM TAPER

Scanner la notice d'utilisation



micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



COLTENE
MicroMega



@micromegasa



Mise en forme maîtrisée,
Performance assurée.



 COLTENE GROUP

Fabricant légal :
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
mm.sales@coltene.com

MicroMega MM TAPER
Publicité | Dispositif médical de classe IIa selon la
directive 93/42/CEE | Organisme notifié : GMED |
Dispositif médical pour soins dentaires, destiné
à un usage dentaire professionnel uniquement.
Voir l'étiquetage des produits et les instructions
d'utilisation sur le site Web : micro-mega.com

 MICRO
MEGA

Bénéfices produit :

- Séquence en rotation continue 
- 1 évaseur, 2 instruments de mise en forme et 5 instruments de finition
- S.Wire traitement thermique du fil : flexibilité et résistance à la fatigue cyclique

8 instruments, usage multiple, Blister Stérile

SX 19 / .04v



S1 17 / .02v



S2 20 / .04v




F1 20 / .07v



F2 25 / .08v



F3 30 / .09v



F4 40 / .06v



F5 50 / .06v



Couple maximum

1.5 N.cm

SX - S1

3.1 N.cm

S2 - F1

5.1 N.cm

F2 - F3 - F4 - F5



Vitesse du moteur

250 - 350 rpm



Longueurs disponibles

19mm

SX

21mm

25mm

31mm

Références

B6 MM Taper SX 19 /V04 L19

60040593

B6 MM Taper S1 17/V02 L21

60040594

B6 MM Taper S1 17/V02 L25

60040595

B6 MM Taper S1 17/V02 L31

60040596

B6 MM Taper S2 20/V04 L21

60040597

B6 MM Taper S2 20/V04 L25

60040598

B6 MM Taper S2 20/V04 L31

60040599

B6 MM Taper F1 20/V07 L21

60040600

B6 MM Taper F1 20/V07 L25

60040601

B6 MM Taper F1 20/V07 L31

60040602

B6 MM Taper F2 25/V08 L21

60040603

B6 MM Taper F2 25/V08 L25

60040604

Références

B6 MM Taper F2 25/V08 L31

60040605

B6 MM Taper F3 30/V09 L21

60040606

B6 MM Taper F3 30/V09 L25

60040607

B6 MM Taper F3 30/V09 L31

60040608

B6 MM Taper F4 40/V06 L21

60040609

B6 MM Taper F4 40/V06 L25

60040610

B6 MM Taper F4 40/V06 L31

60040611

B6 MM Taper F5 50/V06 L21

60040612

B6 MM Taper F5 50/V06 L25

60040613

B6 MM Taper F5 50/V06 L31

60040614

B6 ASST MM Taper L21

60040615

B6 ASST MM Taper L25

60040616

B6 ASST MM Taper L31

60040617