

MicroMega

MISE EN FORME CANALAIRE

# MM TAPER

Scannez la notice d'utilisation



micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega  
SA



@micromegasa



Mise en forme maîtrisée,  
Performance assurée.

80000556 - 09.25

Fabricant légal :  
**Micro-Mega SA**  
12 rue du Tunnel  
25000 BESANCON / France  
T +33 3 81 54 42 42  
mm.sales@coltene.com

MicroMega MM TAPER  
Publicité | Dispositif médical de classe IIa selon la  
directive 93/42/CEE | Organisme notifié : GMED |  
Dispositif médical pour soins dentaires, destiné  
à un usage dentaire professionnel uniquement.  
Voir l'étiquetage des produits et les instructions  
d'utilisation sur le site Web : micro-mega.com

CE 0459

 COLTENEGROUP

 MICRO  
MEGA

## Bénéfices produit :

- Séquence en rotation continue 
- 1 évaseur, 2 instruments de mise en forme et 5 instruments de finition
- S.Wire traitement thermique du fil : flexibilité et résistance à la fatigue cyclique

8 instruments, usage multiple, Blister Stérile



Couple maximum

5.1 N.cm

SX - S1

1.5 N.cm

S2 - F1

3.1 N.cm

F2 - F3 - F4 - F5



Vitesse du moteur

250 - 350 rpm

↔  
Longueurs disponibles

19mm

21mm

25mm

31mm

SX

### Références

B6 MM Taper SX 19 /V04 L19	60040593
B6 MM Taper S1 17/V02 L21	60040594
B6 MM Taper S1 17/V02 L25	60040595
B6 MM Taper S1 17/V02 L31	60040596
B6 MM Taper S2 20/V04 L21	60040597
B6 MM Taper S2 20/V04 L25	60040598
B6 MM Taper S2 20/V04 L31	60040599
B6 MM Taper F1 20/V07 L21	60040600
B6 MM Taper F1 20/V07 L25	60040601
B6 MM Taper F1 20/V07 L31	60040602
B6 MM Taper F2 25/V08 L21	60040603
B6 MM Taper F2 25/V08 L25	60040604

### Références

B6 MM Taper F2 25/V08 L31	60040605
B6 MM Taper F3 30/V09 L21	60040606
B6 MM Taper F3 30/V09 L25	60040607
B6 MM Taper F3 30/V09 L31	60040608
B6 MM Taper F4 40/V06 L21	60040609
B6 MM Taper F4 40/V06 L25	60040610
B6 MM Taper F4 40/V06 L31	60040611
B6 MM Taper F5 50/V06 L21	60040612
B6 MM Taper F5 50/V06 L25	60040613
B6 MM Taper F5 50/V06 L31	60040614
B6 ASST MM Taper L21	60040615
B6 ASST MM Taper L25	60040616
B6 ASST MM Taper L31	60040617