

MicroMega

MISE EN FORME CANALAIRE

One Curve

Classic & Mini



L'instrument unique : la simplicité
au service de la performance

MM MICRO
MEGA

MicroMega

One Curve classic

- Résistant à la fatigue cyclique
- Utilisation pour tout type de canaux
- Sécurité optimisée
- C-Wire traitement thermique



Longueurs disponibles

21mm

25mm

31mm



Diamètres du fil

1.20mm



Diamètres

25

35

45



Conicités

4%

6%



Vitesse moteur

300rpm

à

450rpm



Couple maximal

2.5 N.cm



Rotation continue

One Curve

5 instruments,
blister pré-stérilisé

Références	L21	L25	L31
One Curve N25 4 %	20949431	20949441	20949451
One Curve N25 6 %	20949401	20949402	20949403
One Curve N35 4 %	20949432	20949442	20949452
One Curve N45 4 %	20949433	20949443	20949453
Assorted Sterile	20949435	20949445	20949455

MicroMega One Curve mini

- Préservation de la dentine péri-cervicale
- Élimination d'un minimum de structure dentaire
- Respect de l'anatomie canalaire



Couple maximal

2.5 N.cm



Vitesse moteur

250rpm

à

400rpm



Rotation continue



Diamètre du fil

1.00mm



Diamètres

25

35


40



Conicités

4%

6%



Longueurs disponibles

21mm

25mm

31mm

One Curve mini

5 instruments,
blister pré-stérilisé

Références	L21	L25	L31
One Curve mini N25 4%	60030017	60030021	60030025
One Curve mini N25 6%	60030018	60030022	60030026
One Curve mini N35 4%	60030019	60030023	60030027
One Curve mini N45 4%	60030020	60030024	60030028
Assorted Sterile	60030033	60030034	60030035

One Curve classic

Guttapercha*

Références	60 pcs.
MicroMega OneCurve GP 25/.06 SB	60023612

Pointes papier*

Références	144 pcs.
MicroMega OneCurve PP 25/.06 CP	60023616

One Curve mini

Guttapercha*

Références	60 pcs.
One Curve mini GP 25/.04 SB	60031547
One Curve mini GP 25/.06 SB	60031550
One Curve mini GP 35/.04 SB	60031548
One Curve mini GP 45/.04 SB	60037029

Pointes papier*

Références	144 pcs.
One Curve mini PP 25/.04 CP	60031741
One Curve mini PP 25/.06 CP	60031745
One Curve mini PP 35/.04 CP	60031743
One Curve mini PP 45/.04 CP	60031744

*Produits vendus par Coltène

Visitez la page produit !



micro-mega.com

Fabricant légal :
Micro-Mega SA
12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
mm.sales@coltene.com

MicroMega One Curve / MicroMega One Curve mini
Publicité | Années de marquage CE : 2017 (gamme One Curve) and 2021 (gamme One Curve mini) | Dispositif médical de classe IIa selon la directive 93/42/CEE | Organisme notifié : GMED | Dispositif médical pour soins dentaires, destiné à un usage dentaire professionnel uniquement.
Voir l'étiquetage des produits et les instructions d'utilisation sur le site internet : micro-mega.com

CE 0459

 **COLTENEGROUP**