

MicroMega MM RECI

MISE EN FORME CANALAIRE



Alliance parfaite entre
Efficacité et Précision

MM MICRO
MEGA

MicroMega MM RECI

Alliance parfaite entre
Efficacité et Précision

Avantages produit :

- Instrument unique de mise en forme en mouvement alternatif
- 4 instruments selon l'anatomie des canaux radiculaires :
R20, R25, R40 ou R50
- Traitement thermique C.Wire : Flexibilité optimisée, résistance accrue à la fatigue cyclique, pré-courbable.

R20 20 / .08v



R25 25 / .08v



R40 40 / .06v



R50 50 / .05v





Couple maximum

4 N.cm



Angles alternatifs

170°/60°



Vitesse moteur

400 rpm



Longueurs

21mm

25mm

31mm



Diamètres

020

à

050



Conicités

5%

6%

8%

Références

B6 MM RECI R20 20/V08 L21 60041062

B6 MM RECI R20 20/V08 L25 60041063

B6 MM RECI R20 20/V08 L31 60041064

B6 MM RECI R25 25/V08 L21 60040398

B6 MM RECI R25 25/V08 L25 60040399

B6 MM RECI R25 25/V08 L31 60040400

B6 MM RECI R40 40/V06 L21 60040401

B6 MM RECI R40 40/V06 L25 60040402

B6 MM RECI R40 40/V06 L31 60040403

B6 MM RECI R50 50/V05 L21 60040404

B6 MM RECI R50 50/V05 L25 60040405

B6 MM RECI R50 50/V05 L31 60040406

B6 ASST MM RECI L21 60040407

B6 ASST MM RECI L25 60040408

B6 ASST MM RECI L31 60040409

Visitez la page produit !



micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega SA



@micromegasa

Fabricant légal:

Micro-Mega SA

12 rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
mm.sales@coltene.com

MicroMega MM RECI

Publicité | Année de marquage CE : 2026 | Dispositif médical de classe IIa selon la directive 93/42/CEE | Organisme notifié : GMED (CE0459) | Dispositif médical pour soins dentaires, destiné à un usage dentaire professionnel uniquement. Voir l'étiquetage des produits et les instructions d'utilisation sur le site Web : micro-mega.com



COLTENEGROUP